

## FCPC C - ULTRA FAST CPC



**Nouveau**

Capacités des colonnes : 25ml ou 50ml

Séparation rapide

Quantité d'échantillon requise minimum



DONNEES	25ml	50ml
MASSE DE L'ECHANTILLON	10 - 500 mg	10 - 1000 mg
DEBIT	1- 10 ml/min	
TEMPS DE SEPARATION	5 - 30 min	
PRESSION MAXI	80 bars / 1160 psi	
VITESSE DE ROTATION MAXI	3000 rpm	
TAILLE/POIDS	300 x 300 x h 555 mm / 40 kg	
PUISSANCE	750W - 110 or 220 VAC	
MATERIAUX	Rotor: acier inoxydable + PTFE. Bâti: acier inoxydable	

Tous les équipements Kromaton sont adaptés tant pour l'utilisation en laboratoire que pour la production industrielle et sont conformes aux normes européennes de qualité et de sécurité.